



ESSOREUSE COMPACTE DE LABORATOIRE

*pour la filtration d'un liquide chargé
et l'essorage de matières humides (*)*



*RD et contrôle labo en chimie, amidonnerie,
pharmacie, textile, etc*

- très compacte
- entièrement inox
- vitesse réglable, affichage digital
- avec hublots de visualisation et tubulure d'alimentation
- tubulure d'évacuation du liquide en point bas



Panier	
diamètre	200 mm
volume	1,3 litre
charge maxi	1,3 kg
vitesse maxi	3500 tr/min
poids	55 kg
puissance	850 W - 220 V mono
p x l x h	497x460x442 mm

(*) existe également
en version décanteuse centrifuge

Photographies
et données non contractuelles



C 7