

Armoires professionnelles

GKpv/GGPv Positives / Négatives - usage intensif



GKpv 6570 X



Régulation électronique avec affichage digital, alarme température et ouverture de porte (sonore et visuelle).




Cuve en acier inox 18/10 avec glissières embouties : plus de cavités ni d'angles tranchants - conforme NF.




Carrosserie en acier inox 18/10 - épaisseur isolation 83 mm.



Bandeau relevable et décrochant pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facile.



Pieds en acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm montés d'origine. (roulettes en accessoire).

 VOTRE PARTENAIRE LABORATOIRE	Agence Nord : Plug N'Work - Campus Effiscience 2 Rue Jean Perrin - Bât D 14460 Colombelles Tél : 02.31.34.50.74 Fax : 02.31.34.55.17
	Agence Sud : Hôtel d'Entreprises de La Croix Rouge - Lot A4 10 Av de la Croix Rouge - 84000 Avignon Tél : 04.90.27.17.95 Fax : 04.90.27.17.52
www.deltalabo.fr	

> LES CARACTÉRISTIQUES

- Refroidissement ventilé réglable - non qualifiable laboratoire.
- Système frigorifique compact placé au dessus de la cuve et ne nécessitant aucun entretien spécifique.
- Tropicalisées +43°C.
- Dégivrage automatique avec évaporation des condensats.
- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage.
- Grilles 530x650 mm en acier plastifié - chargement jusqu'à 60 kg par grille.

- Système d'évacuation des eaux de nettoyage.
- Carrosserie acier inox 18/10 (arrière galva)
- Porte réversible avec rappel automatique
- Serrure à clé
- Fluide R290.
- Alimentation 230V - 50Hz.
- Conformés à la réglementation CE - ISO9001 - ISO14001.



> LA GAMME



GKPv 6570 X
positif

GGPv 6570 X
négatif

GKPv 1470 X
positif

GGPv 1470 X
négatif

> DONNÉES



Refroidissement positives ventilé réglable +1° à +15°C (température moyenne +5°C +/-4°C – non qualifiable BPL)

Référence	Type porte	Volume brut / utile (l)	Équipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
GKPv 6570X inox	Simple	601/520	4 grilles	250	1,2	700x830x2150	145/117
GKPv 1470X inox	Double	1427/1230	8 grilles	350	1,9	1430x830x2150	241/201



Refroidissement négatives ventilé réglable -10° à -26°C (température moyenne -20°C +/-7°C – non qualifiable BPL)

Référence	Type porte	Volume brut / utile (l)	Équipement	Puissance raccordée (W)	Consommation (kWh/24h)	Dimensions appareil : L x P x H (mm)	Poids brut / net (kg)
GGPv 6570X inox	Simple	601/520	4 grilles	600	5,5	700x830x2150	160/131
GGPv 1470X inox	Double	1427/1230	8 grilles	700	9,8	1430x830x2150	250/211

Accessoires

AMÉNAGEMENT

Référence	Désignation
7 112 908	Grille acier plastifié 650x530 mm
9 000 906	Glissière inox U-droite pour GKPv / GGPv 1470
9 590 583	Glissière inox U-gauche pour GKPv / GGPv 1470
9 590 581	Jeu de 4 roulettes diam. 80 mm – hauteur 105 mm pour GKPv / GGPv 6570
9 590 583	Jeu de 5 roulettes diam. 80 mm – hauteur 105 mm GKPv / GGPv 1470

Options

Référence	Désignation
OP 9	Tube / logement pour sonde GTC (PT 100)
OP 35	Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report et réserve de marche - intégrée en façade
OP 45	Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report, réserve de marche et enregistreur numérique - intégrée en façade
OP 14	Enregistreur température – disque 7j. - intégré en façade

