

Balance hydrostatique Super Alcomat ...

... pour boissons et solutions hydro alcooliques



DELTA LABO

Agence Nord

Plug N'WORK -
Campus Effiscience
2 rue Jean Perrin - Bât D
14460 COLOMBELLES
Tel 02 31 34 50 74
Fax 02 31 34 55 17
Votre contact:
Olivier LEMASSON
Tel mobile 06 60 32 09 67
olivier.lemasson@deltalabo.fr

DELTA LABO

Agence Sud

Hôtel entreprise de la
Croix Rouge
10 Avenue de la Croix rouge
84000 AVIGNON
Tel 04 90 27 17 95
Fax 04 90 27 17 52
Votre contact:
Jésus SERRA
Tel mobile 06 50 87 19 65
jesus.serra@deltalabo.fr

La balance hydrostatique Super Alcomat Gibertini est conforme **aux dernières normes OIV**. Elle permet la détermination du titre alcoolique volumique (TAV) de distillats selon les spécifications Européennes **2870/2000 et 128/2004**.

Mesure précise de la **masse volumique entre 15 et 25°C**.

Une réponse obtenue en **6 secondes**.

Valeur finale ramenée à 20°C selon les tables officielles de l'**OIML** (Organisation Internationale de Métrologie Légale).

Possibilité d'**impression** des résultats.

Associée au distillateur électronique Super DEE, on obtient la **quantification précise** du (TAV).



Balance hydrostatique Super Alcomat ...

... pour boissons et solutions hydro alcooliques

Fonctions

Panneau de contrôle intelligent avec l'affichage et le réglage des paramètres suivants :

- TAV
- Masse volumique à 20°C
- Température
- Baumé, Babo, Brix
- La correction du volume du flotteur avec de l'eau ou autres solutions étalons
- Le réglage du zéro et de la calibration

Caractéristiques Techniques

Plage de mesure TAV	0,13 - 99,98 % à 0,01 %
Précision et répétabilité TAV	+/-0,03 % (entre 15 et 25°C)
Plage de mesure de l'extrait sec total	0,0 – 505,8 g/l de sucrose
Précision et répétabilité de l'extrait sec total	+/-0,3 g/l
Plage de mesure densité	0,5 – 2,25 à 5.10 ⁻⁵
Plage de mesure densité relative d20/20	1,04 – 1,16
Alimentation	100-240 VAC 50/60Hz
Dimensions	210 * 370 * 380 mm
Poids net	8,5 kg
Transfert des données	RS232 I/O



DELTA LABO

Agence Nord

Plug N'WORK -
Campus Effiscience
2 rue Jean Perrin - Bât D
14460 COLOMBELLES
Tel 02 31 34 50 74
Fax 02 31 34 55 17

Votre contact:

Olivier LEMASSON

Tel mobile 06 60 32 09 67
olivier.lemasson@deltalabo.fr

DELTA LABO

Agence Sud

Hôtel entreprise de la
Croix Rouge
10 Avenue de la Croix rouge
84000 AVIGNON
Tel 04 90 27 17 95
Fax 04 90 27 17 52

Votre contact:

Jésus SERRA

Tel mobile 06 50 87 19 65
jesus.serra@deltalabo.fr

