



TABLES ROULANTES POUR SORBONNES Labopur®

TABLE TUBULAIRE

| Référence | Type | Dimension H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------|
| TTF06 | Sur pieds | 723 x 605 x 605 | 11 |
| TTR06 | Sur roulettes | 800 x 675 x 685 | 12 |
| TTF09 | Sur pieds | 723 x 975 x 840 | 13 |
| TTR09 | Sur roulettes | 800 x 975 x 840 | 14 |
| TTF12 | Sur pieds | 723 x 1275 x 840 | 14 |
| TTR12 | Sur roulettes | 800 x 1275 x 840 | 15 |
| TTF15 | Sur pieds | 723 x 1575 x 840 | 16 |
| TTR15 | Sur roulettes | 800 x 1575 x 840 | 17 |
| TTF18 | Sur pieds | 723 x 1875 x 840 | 18 |

- Construction en acier 15/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- Disponible avec pieds ou roulettes pivotantes dont 2 à blocage.



◀ TTR12



TTR06 ▶



1

Roulettes pivotantes



2

Bac de rétention
amovible (TA)

3

Orifices de
ventilation (TA)

4

Pictogramme
normalisé (TA)



TABLE / ARMOIRE DE SÉCURITÉ

| Référence | Dimension H x L x P (mm) | Poids (kg) | Rétention (L) |
|-----------|--------------------------|------------|---------------|
| TA06 | 800 x 615 x 630 | 39 | 13 |
| TA09 | 800 x 915 x 780 | 51 | 28 |
| TA12 | 800 x 1215 x 780 | 78 | 38 |
| TA15 | 800 x 1520 x 780 | 86 | 48 |

- Construction en acier 15/10ème, peinture époxy blanche RAL 9010.
- 1 étagère réglable en hauteur.
- 1 bac de rétention amovible en partie basse.
- 2 portes battantes à fermeture automatique et à clef.
- Pictogrammes normalisés.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.
- Orifice de ventilation.



◀ TA15



TA06 ▶

Hottes et armoires à filtration - Ventilation

Armoires lithium-ion

Armoires inflammables

Armoires corrosifs

TABLE ROULANTE

| Référence | Dimension H x L x P (mm) | Poids (kg) |
|-----------|--------------------------|------------|
| TR06 | 800 x 615 x 630 | 34 |
| TR09 | 800 x 917 x 780 | 50 |
| TR12 | 800 x 1217 x 780 | 58 |
| TR15 | 800 x 1517 x 780 | 66 |

- Construction en acier 15/10ème.
- Peinture époxy blanche RAL 9010.
- 1 étagère réglable en hauteur (la profondeur de l'étagère est égale au 3/4 de la profondeur de la table).
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.



◀ TR15



TR09 ▶

Armoires toxiques et multirisques

Rétention et Réceptifs

Armoires à documents Équipements anti-feu

Douches et premiers secours

Agence Nord:
ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Sud:
Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr