



LAUDA

Agence Nord:
ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17



Agence Est:
Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

Agence Sud:

Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr



CATALOGUE GÉNÉRAL APPAREIL DE THERMORÉGULATION 2024/2025

°FAHRENHEIT. °CELSIUS. °LAUDA.

AGITATEURS LAUDA



Exemples d'application spécifiques

- Biologie et microbiologie
- Diagnostic médical
- Laboratoires d'analyses
- Organismes de contrôle, universités et instituts de recherche
- Laboratoires d'assurance qualité



UDA



Agitateurs

Distillateurs

Produits numériques

Accessoires, Prestations

LAUDA Varioshake


Agitateurs et incubateurs agitateurs disponibles pour chaque application dans de nombreux modèles

Agitation orbitale, linéaire et rotative

Grâce aux agitateurs Varioshake, LAUDA étend sa gamme d'équipements fiables de laboratoire à un large éventail d'applications. Les agitateurs LAUDA sont peu encombrants et s'intègrent dans tous les environnements de laboratoire. Leur forme compacte assure un faible encombrement du plan de travail et permet de les intégrer dans des incubateurs standard. Dotés du design moderne de LAUDA et de caractéristiques remarquables, les équipements de laboratoire représentent ce qui se fait de mieux en matière de qualité et de précision.



Une large gamme d'accessoires assure une grande flexibilité d'utilisation et offre des solutions pour une multitude d'applications en laboratoire



La commande numérique est intuitive et simple d'utilisation



Varioshake VS 60 OI – compact, économique et performant

Principales fonctions

- Les agitateurs à commande numérique offrent une plage de temporisation étendue avec fonction arrêt et une reproductibilité grâce à la sauvegarde des derniers paramètres de fonctionnement utilisés

Autres accessoires

Plateaux d'agitation, tapis adhésif, support antidérapant, support pour tubes à essai, attaches pour fioles/ampoule à décanter, supports universels

Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques, variantes de tension et courbes caractéristiques dans les »Caractéristiques techniques«.

Plus d'informations sur www.lauda.de/de/1792



LAUDA Varioshake


La ligne de produits LAUDA Varioshake comprend six agitateurs disponibles en trois tailles avec trois mouvements d'agitation différents, ainsi que trois incubateurs agitateurs disponibles en trois tailles avec mouvement circulaire.




Agitateurs LAUDA

Aperçu des différents modèles


LAUDA Varioshake Agitateurs / Page 148




VS 8 O
VS 8 B



VS 15 O
VS 15 B




VS 30 O




VS 20 OH


LAUDA Varioshake Incubateurs agitateurs / Page 148



VS 45 OI



VS 60 OI



VS 150 OI

Agitateurs LAUDA

Caractéristiques techniques

Type d'appareil	Température ambiante °C	Dimensions plate-forme d'agitation mm	Charge max. kg	Amplitude d'agitation mm	Fréquence d'agitation min ⁻¹	Type de mouvement**	Dimensions (L x P x H) mm	Poids kg	Tension secteur V ; Hz	Puissance absorbée max. kW	Numéro d'article
-----------------	-------------------------	---------------------------------------	----------------	--------------------------	---	---------------------	---------------------------	----------	------------------------	----------------------------	------------------

Agitateurs / Page 148

VS 8 O	10 ... 50	330 x 330	8	10	20 ... 500	O	350 x 355 x 160	11,0	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003057
VS 8 B	10 ... 50	330 x 330	8	20	20 ... 300	B	350 x 355 x 160	11,0	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003058
VS 15 O	10 ... 50	450 x 450	15	30	20 ... 300	O	480 x 487 x 160	19,5	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003061
VS 15 B	10 ... 50	450 x 450	15	30	20 ... 300	B	480 x 487 x 160	19,5	230 V; 50/60 Hz	0,07	L003062
VS 30 O	10 ... 50	676 x 540	30	32	20 ... 250	O	705 x 607 x 160	34,0	230 V; 50/60 Hz	0,09	L003063
VS 20 OH	10 ... 40	-	20	-	1 ... 20	OH	770 x 700 x 715	62,0	230 V; 50/60 Hz	0,10	L003064

Type d'appareil	Plage de température de fonctionnement °C	Constante de température ±K	Puissance de chauffe max. kW	Dimensions de l'espace utile mm	Volume de l'espace utile L	Charge max. kg	Amplitude d'agitation mm	Fréquence d'agitation min ⁻¹	Type de mouvement**	Dimensions (L x P x H) mm	Poids kg	Tension secteur V ; Hz	Puissance absorbée max. kW	Numéro d'article
-----------------	---	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	--------------------------	---	---------------------	---------------------------	----------	------------------------	----------------------------	------------------

Incubateurs agitateurs / Page 148

VS 60 OI ¹	28 ... 70	0,20	0,5	450 x 450 x 338	68	12	30	20 ... 250	O	559 x 687 x 628	41,5	230 V; 50/60 Hz	0,80	L003052
VS 45 OI ²	28 ... 70	0,20	0,5	420 x 270 x 320	45	12	25	20 ... 250	O	710 x 650 x 710	70,0	230 V; 50/60 Hz	0,80	L003053
VS 150 OI ³	28 ... 70	0,20	0,5	674 x 540 x 430	150	20	25	20 ... 250	O	930 x 890 x 820	135,0	230 V; 50/60 Hz	0,80	L003054

Tous les incubateurs agitateurs, incl. interface RS-232 de série

¹Avec capot en verre acrylique

²Avec une porte frontale

³Avec deux portes frontales

Agence Nord:

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17



Agence Sud:

Bât Le Venango. 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

** Type de mouvement : O = Orbital

B = Bidirectionnel / linéaire

OH = Rotatif

