

P-14

BROYEUR À ROTOR

 **FRITSCH**

Agence Nord:

ZA Object'Ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emille du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17

Agence Sud:

Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52



www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr

IMPACT PLUS COUPE

Une combinaison unique



Conforme à la directive
RoHS broyage sans
métaux lourds/fer

+ **Appareil hybride unique**
avec des fonctionnalités
d'impact et de coupe

+ **Débit jusqu'à 15 l/h**
et disponible avec alimen-
tation automatique

+ **Finesse finale jusqu'à
40 µm** en fonction du
matériau et du tamis

+ **Facile à utiliser** avec écran
tactile et commande par
molette

+ **Refroidissement continu
de l'air** - même pendant
les temps de pauses

+ **Design propre** pour un
nettoyage rapide sans
résidus

Deux broyeurs dans un seul appareil

Procurez-vous le P-14, le seul broyeur rotatif qui vous permet également de couper. Atteignez un débit de 15 l/h et une vitesse jusqu'à 24.000 tr/min. Profitez d'un refroidissement actif particulièrement efficace de vos échantillons, d'un design propre convaincant pour un nettoyage facile et sans contamination, et d'une sécurité optimale grâce à la fonction d'arrêt rapide du rotor.

Contactez-nous

dès maintenant pour une consultation sans engagement ou un essai de broyage individuel afin d'identifier la configuration idéale de votre appareil et les paramètres de broyage optimaux.



Rotor à impact pour une utilisation polyvalente

Grâce à son rotor à impact, le FRITSCH p-14 broie sans effort les matériaux mi-durs, mous, cassants et fibreux, de la chaux aux plantes. Il répond également aux exigences spécifiques des industries analytique, alimentaire ou pharmaceutique.



Rotor à couteaux pour les matériaux spéciaux

Le simple montage de l'ensemble de coupe transforme le P-14 en un broyeur à couteaux qui pré-broie rapidement et broie finement les matériaux tendres à durs ou fibreux et les plastiques.



Couronne de broyage pour régulation de la température

Grâce à la barre impact, le P-14 vient à bout des matériaux particulièrement sensibles à la température, comme les peintures en poudre ou les matières plastiques. Convient également pour le pré-broyage et le broyage fin d'échantillons durs et fragiles à mous, gras ou présentant une humidité résiduelle.



Rien n'est impossible: le cyclone FRITSCH

En combinaison avec le cyclone FRITSCH, le P-14 rend possible des choses qui sont autrement impossibles. Par exemple le broyage sans problème d'échantillons extrêmement sensibles à la température ou chargés électrostatiquement, tels que des matériaux particulièrement légers ou de petites quantités d'échantillons.