

Oil Separation from Lubricating Grease

Agence Nord:

ZA Object'ifs Sud - Lot A3
6 Allée Emilie du Châtelet
14123 Ifs
tél : 02.31.34.50.74
fax : 02.31.34.55.17



Agence Sud:

Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset
AGROPARC - BP11575
84916 Avignon Cédex 9
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52

Agence Est:

Parc Club des Tanneries
2 Rue de la Faisanderie
67380 Lingolsheim
tél : 03.88.04.01.81
fax : 03.68.93.01.52

www.deltalabo.fr
info@deltalabo.fr



LT/GS-203200/M-SS

LT/GS-203200/M-SS

Greases Separation - DIN 51817, IP 121

Manual apparatus for determination of oil separation from lubricating greases under static conditions.

- Stainless steel couple with 240 mesh filter cone located at the bottom
- Stainless steel weight 100 gr
- Oil container made in stainless steel

Spare Parts for LT/GS-203200/M-SS

- 5637: container made in stainless steel with mesh
- 5638: oil container made in stainless steel
- 5636: weight made in stainless steel, 100 gr