

# EBULLIOMÈTRE


**Nouveau**

Pour déterminer le degré d'alcool dans le vin, le champagne, la bière, le cidre, le vinaigre et toute solution d'alcool

**GARANTIE 2 ANS**



**CLÉ USB**



## En option

- ▶ **Certificat d'étalonnage**
- ▶ **Valise de transport**
- ▶ **Clé USB en 3 langues**

Programme de calcul électronique pour tout type d'ébulliomètre. Auto exécutable.

**Ne nécessite aucune installation.**

Enregistrement et impression des données. Plus de précision dans la mesure: élimine toute erreur d'interprétation.

## AVANTAGES

**Facile, rapide, très utile, objectif, peu encombrant, très précis: division 0.01% vol.**

- ▶ **Antimousse**

Pour la bière, le cidre ou pour tout autre solution d'alcool avec du gaz ou de la mousse.

## Caractéristiques

**Echelle :** 0-17 % vol.  
**Précision :**  $\pm 0.10$  % vol.  
**Consommation :** 125W  
**Poids :** 2.4 Kg

**Durée de chauffe :** 6-8 min.  
**Voltage** 230V / 50-60 Hz (possible 110V / 50-60 Hz)  
**Dimensions :** 430x175x290 mm (avec thermomètre)

## Fourni avec

- ▶ **Vin étalon**
- ▶ **Tube de silicone**
- ▶ **Disque**  
pour le calcul du degré d'alcool
- ▶ **Mode d'emploi**

## Pièces de rechange

- Disque pour le calcul
- Vin étalon
- Thermomètre

- ▶ **Thermomètre de précision au mercure**

+87+101°C : 0.1  
Précision: 0.1°C - Immersion: 100mm  
355mm

- Réservoir en verre
- Résistance électrique
- Tube de silicone

**Agence Nord:**  
ZA Object'ifs Sud - Lot A3  
6 Allée Emille du Châtelet  
14123 Ifs  
tél : 02.31.34.50.74  
fax : 02.31.34.55.17

**Agence Est:**  
Parc Club des Tanneries  
2 Rue de la Faisanderie  
67380 Lingolsheim  
tél : 03.88.04.01.81  
fax : 03.68.93.01.52

**Agence Sud:**  
Bât Le Venango, 392 Rue Jean Dausset  
AGROPARC - BP11575  
84916 Avignon Cédex 9  
tél : 04.90.27.17.95 fax : 04.90.27.17.52



www.deltalabo.fr  
info@deltalabo.fr

